

PRÁTICA 05 - DETERMINAÇÃO DE CLORO ATIVO EM ÁGUA SANITÁRIA E DETERMINAÇÃO IODOMÉTRICA DE ÁCIDO ASCÓRBICO

METAS

Familiarizar com as técnicas de preparo e padronização de solução de tiosulfato de sódio; familiarizar com as técnicas de preparo e padronização de solução de iodo; determinar o teor de cloro ativo em água sanitária; determinar o teor de ácido ascórbico em comprimidos de vitamina c.

OBJETIVOS

Ao final desta aula, o aluno deverá:

- realizar a preparação e padronização de uma solução de tiosulfato utilizando os materiais adequados para este procedimento;
- realizar a preparação e padronização de uma solução de iodo utilizando os materiais adequados para este procedimento;
- determinar o teor de cloro ativo em água sanitária; e
- determinar o teor de ácido ascórbico em comprimidos de vitamina C.

PRÉ-REQUISITOS

Saber os fundamentos da titulometria de oxidação e redução.



(Fontes: 1- <http://www.emforma.net>; 2- <http://2.bp.blogspot.com>)

INTRODUÇÃO

Na última aula foi preparada e padronizada uma solução de EDTA, usando carbonato de cálcio como padrão primário e ério T como indicador do ponto final da titulação. Em seguida foi determinado a dureza (Ca+Mg) e cálcio em amostras de água, usando ério T e murexida como indicador, respectivamente. O magnésio foi determinado por diferença entre a dureza e o teor de cálcio.

Ao longo desta aula, discutiremos os princípios da volumetria de oxidação e redução e faremos o preparo e a padronização de uma solução de tiosulfato de sódio ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) e de uma solução de iodo. A padronização do $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ será feita com iodo. O ponto final será detectado pela mudança de coloração do amido de azul para verde. Em seguida a solução de $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ foi empregada na determinação do teor de cloro ativo em água sanitária. Na padronização do iodo será feita com a solução padronizada de $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$. O ponto final será detectado pela mudança de coloração. Em seguida a solução de iodo foi empregada na determinação do teor de ácido ascórbico em comprimidos de vitamina C.



(Fonte: <http://z.about.com>).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os métodos podem ser classificados em métodos de oxidação e redução conforme utilizem soluções padrões de agentes oxidantes ou redutores. Os mais importantes métodos volumétricos de oxidação são os baseados no uso de soluções padrões de permanganato e dicromato de potássio, iodo etc.

As titulações com iodo são as mais importantes porque titula tanto agentes oxidantes quanto redutores e tem sua flexibilidade devido ao potencial de oxidação do sistema iodo/iodeto possuir um valor intermediário. A titulação com iodo compreende dois tipos: iodimetria (direto) e iodometria (indireto). O método direto (iodimetria) utiliza solução padrão de iodo em iodeto de potássio (espécie reativa I_3^-) para titular substâncias facilmente oxidáveis; geralmente são realizadas em meio neutro ou ligeiramente alcalino para favorecer a hidrólise do iodo e evitar a decomposição do amido. No método indireto (iodometria) um excesso de iodeto de potássio é adicionado a uma solução de agente oxidante para garantir a formação de I_2 , que será titulado com tiosulfato de sódio em presença de amido como indicador.



O ponto final das titulações oxidimétricas pode ser determinado com o auxílio de indicadores de óxido-redução adequado a cada caso ou ainda por indicadores específicos como o amido.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Antes de partir para as aplicações dos métodos volumétricos com iodo, é necessário preparar e padronizar a solução de tiosulfato de sódio, $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$ (MM = 248g g/mol). Para tanto você deverá:

- Pesar aproximadamente 12,5 g de $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$;
- Dissolver o sal em $\cong 300$ mL de água destilada fria, previamente fervida e adicionar 0,5 mL de clorofórmio;
- Completar o volume de 500 mL com água destilada fervida e fria;
- Guardar a solução em frasco escuro e limpo. Rotular.

Como a solução de tiosulfato não atende aos requisitos de padrão primário, a padronização deve ser realizada. Os equilíbrios envolvidos são:



Para isso você deverá:

- Pesar com precisão 0,2000 g a 0,2100 g de $K_2Cr_2O_7$ (MM_{K₂Cr₂O₇} = 294 g/mol e Meq = 294/6) previamente dessecado em estufa a 200-250°C durante 30 minutos);
- Transferir para erlenmeyer de 250 mL;
- Dissolver em $\cong 50$ mL de água destilada;

- d) Adicionar 2 g de iodeto de potássio dissolvido em 30 ml de água destilada;
- e) Adicionar 8 mL de HCl concentrado e homogeneizar. Rotular;
- f) Titular o iodo liberado com a solução padronizada de $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ até mudar de cor (marrom para amarelo-esverdeado). Nesse ponto adicionar 3mL de solução de amido e continuar titular ate a coloração mudar de azul para verde.

DETERMINAÇÃO DE CLORO ATIVO EM ÁGUA SANITÁRIA

- a) Transferir 25 mL da amostra para balão de 250 mL;
- b) Retirar três alíquotas e colocar em erlenmeyer distintos;
- c) Adicionar 2 g de iodeto de potássio dissolvido em 30 mL de água destilada;
- d) Adicionar 8 mL de HCl concentração e homogeneizar;
- e) Titular o iodo liberado com a solução padronizada de $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ até mudar de cor (marrom para amarelo-esverdeado). Nesse ponto adicionar 3mL de solução de amido e continuar titular ate a coloração mudar de azul para verde.

PREPARO E PADRONIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE IODO

PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO DE IODO 0,03 MOL/L

- a) Pesar \cong 20 g de iodeto de potássio (KI);
- b) Transferir para béquer de 100 mL;
- c) Diluir em \cong 25 mL;
- d) Pesar \cong 3,8 g de iodo puro (I_2) em um vidro de relógio;
- e) Transferir para béquer que contém o KI;
- f) Transferir todo o conteúdo do béquer para um frasco escuro de 1L;
- g) Diluir até \cong 1L;
- h) Homogeneizar a solução. Rotular.

PADRONIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE IODO @ 0,03 MOL/L COM A SOLUÇÃO $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,1 MOL/L

- a) Transferir 50 mL de solução iodo para um erlenmeyer;
- b) Titular com uma solução padronizada de $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,1 mol/L;
- c) No final da titulação a cor torna-se levemente amarela, então se adiciona 2 mL de solução de amido 1%;
- d) Prosseguir a titulação até a viragem;
- e) Calcular a concentração da solução de iodo.

DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) EM COMPRIMIDOS POR IODOMETRIA

- Pesar 12 comprimidos de vitamina C;
- Triturar e pesar uma amostra ente 0,75 a 0,80g da amostra (pulverizada);
- Transferir para balão de 250 mL;
- Transferir alíquotas de 25 mL desta solução para erlenmeyer;
- Adicionar 5 mL de indicador de amido;
- Titular até o aparecimento de cor azul;
- Calcular a massa de vitamina C na alíquota e a % em comprimido.

As determinações devem ser efetuadas em triplicata. A titulação deve ser conduzida lentamente, gota a gota, controlando o fluxo do titulante contido na bureta com a mão esquerda. Os resultados devem ser expressar em termos de intervalo de confiança a 95%.

CONCLUSÃO

Nesta aula foram apresentados os princípios da volumetria de oxidação e redução. A solução de tiosulfato de sódio foi preparada e padronização com iodo. A solução de iodo foi preparada e padronizada com a solução padrão de $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$. Os teores de cloro ativo e ácido ascórbico em vitamina C são determinados empregando solução padrão de $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ e iodo, respectivamente. O amido foi o indicador escolhido para a visualização do ponto final das titulações.

RESUMO

A titulação de oxidação e redução baseia-se na reação de transferência de elétrons. Para a determinação do ponto final são usados auto-indicadores, indicadores específicos e indicadores de oxidação e redução. A solução de $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ é preparada pela dissolução sal em água. A padronização é feita usando iodo. Na detecção do ponto final é empregado o amido como indicador. A solução de $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ padronizada foi empregada na determinação do teor de cloro ativo em água sanitária. A solução de iodo é preparada pela dissolução de KI em água. A padronização é feita usando solução de $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ padronizada. Na detecção do ponto final é empregado o amido como indicador. A solução de iodo padronizada foi empregada na determinação do teor ácido ascórbico em vitamina C. Todas as determinações são efetuadas em triplicata para o cálculo das variáveis estatísticas.





AUTO-AVALIAÇÃO

1. Uma análise de uma amostra de água sanitária foi feita por um químico de uma indústria para determinação da concentração de cloro ativo (Cl_2). O analista procedeu da seguinte maneira. Tomou uma alíquota de 5 mL e diluiu para balão de 50 mL com água destilada fervida. Em seguida, tomou uma alíquota de 25 mL dessa solução e titulou com solução de tiosulfato de sódio 0,1021 mol/L, requerendo 15,55 mL. Qual a % de cloro ativo na amostra de água sanitária?
2. Por que a solução de tiosulfato de sódio deve ser padronizada e como isso pode ser feito?
3. A volumetria de oxidação-redução é ainda empregada em laboratórios de química para a determinação de oxigênio dissolvido em água e cloro ativo em água sanitária. Explique e exemplifique a iodometria e iodimetria.
4. Quais os tipos de indicadores empregados na titulometria de oxidação e redução? Exemplifique cada um.

REFERÊNCIAS

- BACCAN, N.; DE ANDRADE, J. C.; GODINHO, O. E. S.; BARONE, J. S. **Química Analítica Quantitativa Elementar**. 3 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2001.
- CHRISTIAN, G. D. **Analytical chemistry**. 5 ed. EUA: Ed. John Wiley & Sons, Inc., 1994.
- HARRIS, D. C. **Análise Química Quantitativa**. 7 ed. Tradução de Bordinhão, J. [et al.]. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
- SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. **Fundamentos de Química Analítica**. Tradução da 8 ed. americana. São Paulo: Ed. Thomson, 2007.