

## PRÁTICA 04 - DETERMINAÇÃO DA DUREZA TOTAL E TEOR DE CÁLCIO E MAGNÉSIO EM ÁGUA

### METAS


Familiarizar com as técnicas de preparo e padronização de solução de edta;  
determinar a dureza total e o teor de cálcio e magnésio em água.

### OBJETIVOS

Ao final desta aula, o aluno deverá:  
realizar a preparação e padronização de uma solução de EDTA utilizando os materiais adequados para este procedimento;  
determinar a dureza total em amostra de água;  
determinar o teor de cálcio e magnésio em amostra de água.

### PRÉ-REQUISITOS

Saber os fundamentos da titulometria de complexação.



(Fonte: <http://www.utpa.br>)

## INTRODUÇÃO

Na última aula foi preparada e padronizada uma solução de nitrato de prata, usando cloreto de sódio como padrão primário e cromato de potássio como indicador do ponto final da titulação. Em seguida foi determinado o teor de cloreto em amostras de soro fisiológico, utilizando dois métodos argentimétricos diferentes, o direto (Método de Mohr) e o indireto (Método de Fajans).

Ao longo desta aula, discutiremos os princípios da volumetria de complexação e faremos o preparo e a padronização de uma solução de EDTA. Na padronização será empregado carbonato de cálcio como padrão primário. O ponto final será detectado pela mudança de coloração do negro de eriocromo T (ério T) de vermelho para azul. Em seguida a solução de EDTA foi empregada na determinação da dureza e do teor de cálcio e magnésio em amostra de água. Na determinação da dureza o ério T foi empregado como indicador, enquanto que na determinação do cálcio foi usada a murexida. O magnésio foi determinado por diferença.



Carbonato de cálcio ( $\text{CaCO}_3$ ), o principal componente do calcário (Fonte: <http://upload.wikimedia.org>).

## FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A titulometria com formação de complexos ou complexometria, compreende as reações que envolvem um íon metálico e um agente ligante multidentado com formação de um complexo suficientemente estável. A complexona mais importante é o etilenodiaminotetracético (EDTA), um ligante hexadentado capaz de coordenar-se com o íon metálico através dos dois átomos de nitrogênio e mais quatro grupos carboxílicos. Devido a esse elevado número de grupos complexantes, o EDTA reage sempre na proporção 1:1 com íons metálicos não acontecendo nenhum tipo de composto intermediário. O EDTA tem diversas aplicações tal como a que vamos estudar nesta aula: determinação da dureza total e teor de cálcio e magnésio em água. Lembre-se que o equilíbrio de complexação de íons metálicos com EDTA depende do pH do meio, pois a espécie ativa ( $Y^{4-}$ ) se encontra na forma predominantes em pH alcalino. Na complexometria com EDTA, os indicadores têm sentido diferente dado aos indicadores ácido-base. Eles também são agentes quelantes, mas complexam de forma seletiva, quando não específica a determinados íons sob determinadas condições, ao contrário do EDTA. O ponto final é acusado mediante a mudança de cor devido a passagem do complexo ao seu estado livre.

O índice de dureza da água (soma das concentrações dos íons polivalentes, geralmente atribuída a presença de cálcio e magnésio) é um dado usado para avaliar a sua qualidade. Ainda não se demonstrou efeitos adversos da dureza sobre a saúde humana, porém a água dura não espuma em presença de uma solução de sabão, causa corrosão e perda de eficiência na transmissão de calor em caldeiras e sistemas de refrigeração.

## PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Antes de partir para determinação, precisamos preparar as soluções que serão utilizadas:

- Solução de EDTA: Dissolver 1,862g do sal sódico de  $Na_2H_2Y \cdot 2H_2O$  previamente seco em estufa a 70-80 °C durante 2h, em água e completar até 500 mL de água em uma proveta. Guardar em um frasco de polietileno;
- Solução padrão de  $CaCO_3$ : Secar 2 g do padrão primário  $CaCO_3$  em estufa a 110°C por 1 hora e esfriar em dessecador. Pesar acuradamente 0,20 a 0,25 g do  $CaCO_3$  e transferir para erlenmeyer. Cuidadosamente adicione 5 mL de HCl concentrado. Após dissolução, adicionar 50 mL de água destilada. Ferver por 5 min. para remover  $CO_2$ . Transferir a solução para balão volumétrico de 500 mL e completar o volume. Rotular.

Como a solução de EDTA não atende aos requisitos de padrão primário, a padronização deve ser realizada. Para isso você deverá:

- Pipetar alíquotas de 25 mL da solução de  $\text{CaCO}_3$  preparada para erlenmeyer de 250 mL, adicionar 2mL de tampão amoniacal pH 10 em cada frasco;
- Adicionar 1mL de trietonolamida;
- Adicionar em cada frasco 3 gotas de Ério T;
- Titular com a solução de EDTA até mudança de cor (vermelho vinho  $\Rightarrow$  azul).

### DETERMINAÇÃO DA DUREZA TOTAL (CÁLCIO + MAGNÉSIO) EM ÁGUA

- Pipetar 3 alíquotas de 50 mL de água e transferir para erlenmeyer de 250 mL;
- Adicionar 2mL de tampão amoniacal pH 10;
- Adicionar 1mL de trietonolamida;
- Adicionar em cada frasco 3 gotas de Ério T;
- Titular com a solução de EDTA até mudança de cor (vermelho vinho  $\Rightarrow$  azul);
- Expressar o resultado em mg de  $\text{CaCO}_3/\text{L}$ ;
- Fazer um branco colocando água destilada no lugar da amostra.

### DETERMINAÇÃO DE CÁLCIO EM ÁGUA

- Pipetar 3 alíquotas de 50 mL de água e transferir para erlenmeyer de 250 mL;
- Adicionar 2 mL de tampão amoniacal pH 12;
- Adicionar 1mL de trietonolamida;
- Adicionar em cada frasco alguns mg de dispersão sólida de murexida;
- Titular com a solução de EDTA até mudança de cor (vermelho  $\Rightarrow$  lilás);
- Expressar o resultado em mg de  $\text{Ca}^{2+}/\text{L}$ ;
- Fazer um branco colocando água destilada no lugar da amostra.

Por diferença calcular o teor de Mg e expressar em mg de  $\text{Mg}^{2+}/\text{L}$ .

As determinações devem ser efetuadas em triplicata. A titulação deve ser conduzida lentamente, gota a gota, controlando o fluxo do titulante contido na bureta com a mão esquerda. Os resultados devem ser expressar em termos de intervalo de confiança a 95%.

## CONCLUSÃO

Nesta aula foram apresentados os princípios da volumetria de complexação. A solução de EDTA foi preparada pela dissolução do sal sódico de  $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y}\cdot 2\text{H}_2\text{O}$  e sua padronização foi feita com carbonato de cálcio, já que o EDTA não é padrão primário. O ério T foi o indicador escolhido para a visualização do ponto final da titulação de padronização do EDTA e da determinação da dureza em água. A murexida foi o indicador escolhido na determinação do cálcio em água.

## RESUMO

A titulação de complexação baseia-se na reação entre o analito e o titulante para formar um íon complexo. Para a determinação do ponto final são usados indicadores coloridos para íons metálicos (indicadores metalocromicos). A solução de EDTA é preparada pela dissolução sal disódico em água. A padronização é feita usando carbonato de cálcio como padrão primário. Na detecção do ponto final é empregado o ério T como indicador. A solução de EDTA padronizada foi empregada na determinação da dureza e o cálcio em água. O teor de magnésio é determinado por diferença ente a dureza e o teor de cálcio em água. Todas as determinações são efetuadas em triplicata para o cálculo das variáveis estatísticas.



## PRÓXIMA AULA

AULA 14: PRÁTICA 05 - Determinação de cloro ativo em água sanitária e determinação iodométrica de ácido ascórbico.



## AUTO-AVALIAÇÃO

1. O EDTA é o agente complexante mais empregado na volumetria de complexação por ser barato e reagir na proporção um pra um com cátions metálicos. Um inconveniente na sua aplicação é o controle de pH. Como podemos resolver isso? Explique esse emprego detalhando uma aplicação prática.
2. Descrever o princípio de aplicação dos indicadores metalocromicos.
3. Porque na determinação do cálcio em água foi empregada para a visualização do ponto final a murexida e não o ério T?



4. Um laboratório de análise ambiental recebeu uma amostra de água mineral para determinação da sua dureza. O químico responsável pela análise tomou uma alíquota de 25 mL e titulou com solução de EDTA, requerendo 1,55mL. Paralelo a isso 25mL de uma solução de  $\text{CaCO}_3$  0,01036mol/L foi titulada com a solução de EDTA, requerendo 25,15mL. Qual a dureza da água em mg/L de  $\text{CaCO}_3$ ?
5. Um químico promoveu uma reação entre uma solução 0,0020mol/L de  $\text{Mg}^{+2}$  e uma solução de EDTA 0,1520 mol/L. Sabe-se que a constante de estabilidade do complexo formado é igual a  $4,90 \times 10^8$  e que o pH do meio é aproximadamente 11. Determine:
- a) a equação que representa a reação,
  - b) a concentração de todas as espécies presentes em solução.

### REFERÊNCIAS

- BACCAN, N.; DE ANDRADE, J. C.; GODINHO, O. E. S.; BARONE, J. S. **Química Analítica Quantitativa Elementar**. 3 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2001.
- CHRISTIAN, G. D. **Analytical chemistry**. 5 ed. EUA: Ed. John Wiley & Sons, Inc., 1994.
- HARRIS, D. C. **Análise Química Quantitativa**. 7 ed. Tradução de Bordinhão, J. [et al.]. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
- SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. **Fundamentos de Química Analítica**. Tradução da 8 ed. americana. São Paulo: Ed. Thomson, 2007.

## PRÁTICA 05 - DETERMINAÇÃO DE CLORO ATIVO EM ÁGUA SANITÁRIA E DETERMINAÇÃO IODOMÉTRICA DE ÁCIDO ASCÓRBICO

### METAS

Familiarizar com as técnicas de preparo e padronização de solução de tiosulfato de sódio; familiarizar com as técnicas de preparo e padronização de solução de iodo; determinar o teor de cloro ativo em água sanitária; determinar o teor de ácido ascórbico em comprimidos de vitamina c.


### OBJETIVOS

Ao final desta aula, o aluno deverá:

- realizar a preparação e padronização de uma solução de tiosulfato utilizando os materiais adequados para este procedimento;
- realizar a preparação e padronização de uma solução de iodo utilizando os materiais adequados para este procedimento;
- determinar o teor de cloro ativo em água sanitária; e
- determinar o teor de ácido ascórbico em comprimidos de vitamina C.

### PRÉ-REQUISITOS

Saber os fundamentos da titulometria de oxidação e redução.



(Fontes: 1- <http://www.emforma.net>; 2- <http://2.bp.blogspot.com>)

## INTRODUÇÃO

Na última aula foi preparada e padronizada uma solução de EDTA, usando carbonato de cálcio como padrão primário e ério T como indicador do ponto final da titulação. Em seguida foi determinado a dureza (Ca+Mg) e cálcio em amostras de água, usando ério T e murexida como indicador, respectivamente. O magnésio foi determinado por diferença entre a dureza e o teor de cálcio.

Ao longo desta aula, discutiremos os princípios da volumetria de oxidação e redução e faremos o preparo e a padronização de uma solução de tiosulfato de sódio ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ) e de uma solução de iodo. A padronização do  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  será feita com iodo. O ponto final será detectado pela mudança de coloração do amido de azul para verde. Em seguida a solução de  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  foi empregada na determinação do teor de cloro ativo em água sanitária. Na padronização do iodo será feita com a solução padronizada de  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ . O ponto final será detectado pela mudança de coloração. Em seguida a solução de iodo foi empregada na determinação do teor de ácido ascórbico em comprimidos de vitamina C.



(Fonte: <http://z.about.com>).

## FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os métodos podem ser classificados em métodos de oxidação e redução conforme utilizem soluções padrões de agentes oxidantes ou redutores. Os mais importantes métodos volumétricos de oxidação são os baseados no uso de soluções padrões de permanganato e dicromato de potássio, iodo etc.

As titulações com iodo são as mais importantes porque titula tanto agentes oxidantes quanto redutores e tem sua flexibilidade devido ao potencial de oxidação do sistema iodo/iodeto possuir um valor intermediário. A titulação com iodo compreende dois tipos: iodimetria (direto) e iodometria (indireto). O método direto (iodimetria) utiliza solução padrão de iodo em iodeto de potássio (espécie reativa  $I_3^-$ ) para titular substâncias facilmente oxidáveis; geralmente são realizadas em meio neutro ou ligeiramente alcalino para favorecer a hidrólise do iodo e evitar a decomposição do amido. No método indireto (iodometria) um excesso de iodeto de potássio é adicionado a uma solução de agente oxidante para garantir a formação de  $I_2$ , que será titulado com tiosulfato de sódio em presença de amido como indicador.



O ponto final das titulações oxidimétricas pode ser determinado com o auxílio de indicadores de óxido-redução adequado a cada caso ou ainda por indicadores específicos como o amido.

## PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Antes de partir para as aplicações dos métodos volumétricos com iodo, é necessário preparar e padronizar a solução de tiosulfato de sódio,  $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$  (MM = 248g/mol). Para tanto você deverá:

- Pesar aproximadamente 12,5 g de  $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$ ;
- Dissolver o sal em  $\cong 300$  mL de água destilada fria, previamente fervida e adicionar 0,5 mL de clorofórmio;
- Completar o volume de 500 mL com água destilada fervida e fria;
- Guardar a solução em frasco escuro e limpo. Rotular.

Como a solução de tiosulfato não atende aos requisitos de padrão primário, a padronização deve ser realizada. Os equilíbrios envolvidos são:



Para isso você deverá:

- Pesar com precisão 0,2000 g a 0,2100 g de  $K_2Cr_2O_7$  (MM<sub>K<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub></sub> = 294 g/mol e Meq=294/6) previamente dessecado em estufa a 200-250°C durante 30 minutos);
- Transferir para erlenmeyer de 250 mL;
- Dissolver em  $\cong 50$  mL de água destilada;

- d) Adicionar 2 g de iodeto de potássio dissolvido em 30 ml de água destilada;
- e) Adicionar 8 mL de HCl concentrado e homogeneizar. Rotular;
- f) Titular o iodo liberado com a solução padronizada de  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  até mudar de cor (marrom para amarelo-esverdeado). Nesse ponto adicionar 3mL de solução de amido e continuar titular até a coloração mudar de azul para verde.

### **DETERMINAÇÃO DE CLORO ATIVO EM ÁGUA SANITÁRIA**

- a) Transferir 25 mL da amostra para balão de 250 mL;
- b) Retirar três alíquotas e colocar em erlenmeyer distintos;
- c) Adicionar 2 g de iodeto de potássio dissolvido em 30 mL de água destilada;
- d) Adicionar 8 mL de HCl concentração e homogeneizar;
- e) Titular o iodo liberado com a solução padronizada de  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  até mudar de cor (marrom para amarelo-esverdeado). Nesse ponto adicionar 3mL de solução de amido e continuar titular até a coloração mudar de azul para verde.

### **PREPARO E PADRONIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE IODO**

#### **PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO DE IODO 0,03 MOL/L**

- a) Pesar  $\cong 20$  g de iodeto de potássio (KI);
- b) Transferir para béquer de 100 mL;
- c) Diluir em  $\cong 25$  mL;
- d) Pesar  $\cong 3,8$  g de iodo puro ( $\text{I}_2$ ) em um vidro de relógio;
- e) Transferir para béquer que contém o KI;
- f) Transferir todo o conteúdo do béquer para um frasco escuro de 1L;
- g) Diluir até  $\cong 1$ L;
- h) Homogeneizar a solução. Rotular.

#### **PADRONIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE IODO @ 0,03 MOL/L COM A SOLUÇÃO $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,1 MOL/L**

- a) Transferir 50 mL de solução iodo para um erlenmeyer;
- b) Titular com uma solução padronizada de  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  0,1 mol/L;
- c) No final da titulação a cor torna-se levemente amarela, então se adiciona 2 mL de solução de amido 1%;
- d) Prosseguir a titulação até a viragem;
- e) Calcular a concentração da solução de iodo.

## DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) EM COMPRIMIDOS POR IODOMETRIA

- Pesar 12 comprimidos de vitamina C;
- Triturar e pesar uma amostra ente 0,75 a 0,80g da amostra (pulverizada);
- Transferir para balão de 250 mL;
- Transferir alíquotas de 25 mL desta solução para erlenmeyer;
- Adicionar 5 mL de indicador de amido;
- Titular até o aparecimento de cor azul;
- Calcular a massa de vitamina C na alíquota e a % em comprimido.

As determinações devem ser efetuadas em triplicata. A titulação deve ser conduzida lentamente, gota a gota, controlando o fluxo do titulante contido na bureta com a mão esquerda. Os resultados devem ser expressar em termos de intervalo de confiança a 95%.

### CONCLUSÃO

Nesta aula foram apresentados os princípios da volumetria de oxidação e redução. A solução de tiosulfato de sódio foi preparada e padronização com iodo. A solução de iodo foi preparada e padronizada com a solução padrão de  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ . Os teores de cloro ativo e ácido ascórbico em vitamina C são determinados empregando solução padrão de  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  e iodo, respectivamente. O amido foi o indicador escolhido para a visualização do ponto final das titulações.

### RESUMO

A titulação de oxidação e redução baseia-se na reação de transferência de elétrons. Para a determinação do ponto final são usados auto-indicadores, indicadores específicos e indicadores de oxidação e redução. A solução de  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  é preparada pela dissolução sal em água. A padronização é feita usando iodo. Na detecção do ponto final é empregado o amido como indicador. A solução de  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  padronizada foi empregada na determinação do teor de cloro ativo em água sanitária. A solução de iodo é preparada pela dissolução de KI em água. A padronização é feita usando solução de  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  padronizada. Na detecção do ponto final é empregado o amido como indicador. A solução de iodo padronizada foi empregada na determinação do teor ácido ascórbico em vitamina C. Todas as determinações são efetuadas em triplicata para o cálculo das variáveis estatísticas.





## AUTO-AVALIAÇÃO

1. Uma análise de uma amostra de água sanitária foi feita por um químico de uma indústria para determinação da concentração de cloro ativo ( $\text{Cl}_2$ ). O analista procedeu da seguinte maneira. Tomou uma alíquota de 5 mL e diluiu para balão de 50 mL com água destilada fervida. Em seguida, tomou uma alíquota de 25 mL dessa solução e titulou com solução de tiosulfato de sódio 0,1021 mol/L, requerendo 15,55 mL. Qual a % de cloro ativo na amostra de água sanitária?
2. Por que a solução de tiosulfato de sódio deve ser padronizada e como isso pode ser feito?
3. A volumetria de oxi-redução é ainda empregada em laboratórios de química para a determinação de oxigênio dissolvido em água e cloro ativo em água sanitária. Explique e exemplifique a iodometria e iodimetria.
4. Quais os tipos de indicadores empregados na titulometria de oxidação e redução? Exemplifique cada um.

## REFERÊNCIAS

- BACCAN, N.; DE ANDRADE, J. C.; GODINHO, O. E. S.; BARONE, J. S. **Química Analítica Quantitativa Elementar**. 3 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2001.
- CHRISTIAN, G. D. **Analytical chemistry**. 5 ed. EUA: Ed. John Wiley & Sons, Inc., 1994.
- HARRIS, D. C. **Análise Química Quantitativa**. 7 ed. Tradução de Bordinhão, J. [et al.]. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
- SKOOG, D. A.; WEST, D. M.; HOLLER, F. J.; CROUCH, S. R. **Fundamentos de Química Analítica**. Tradução da 8 ed. americana. São Paulo: Ed. Thomson, 2007.